




RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

WACHSWÄRMETOPF

GEBRAUCHSANWEISUNG



8019601 | Gebrauchsanweisung RUCK® Wachswärmetopf
REV 02 | Überarbeitungsstand 23.10.2020





HELLMUT RUCK® WACHSWÄRMETOPF

- Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- Tämän käyttöohjeen voit ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie.
- Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- Questo manuale è disponibile anche in altre lingue. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- Navodila za uporabo lahko v številnih jezikih pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona.
- Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- Вы можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- Bu kullanim klavuzunu farkli dillerdede asagidaki baglantidan indirebilir yada telefon ile isteyebilirsiniz.
- Atsisiųskite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- הפולטב ותוא שקבל או אבא קנילב תופסו תופשב העפשה תא דירוהל לכות
- 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- Hægt er að sækja þessar notkunarlýðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileis.
- Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető.
- この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk.
- Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon.
- Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчевказаним посиланням на сайт або запросити по телефону.



1. www.hellmut-ruck.de
2. Suchbegriff: "3011901"
3. Downloads

https://www.hellmut-ruck.de
3011901

Downloads
80196xx_GA_Wachswaermetopf_XX_2020-xx-xx



Rebune Int'l Co., Ltd | Guangzhou P.R.China

Tel: 0086 - 20 - 86679717 | Cel: 0086 - 15920451241 | Fax: 0086 - 20 - 86679716

E-mail: sales@rebunehk.com | Web: www.rebunehk.com

Vertrieb durch:

HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | D – 75305 Neuenbürg

web www.hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2020 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, bearbeitet, vervielfältigt, noch übersetzt werden.



Im eleganten Design, ausgestattet mit allen Möglichkeiten, welche Therapeuten und Kosmetikstudios heute benötigen. Dieser Wachswärmepf eröffnet jedem Salon die Möglichkeit seine Effizienz zu erhöhen und sein Angebot zu ergänzen.

Thermostatisch kontrolliert und ideal für den Gebrauch mit unterschiedlichen Sorten Depilationswachs geeignet.

DESIGN-BESONDERHEITEN UND FUNKTIONEN

1. Die arretierbare Bodenplatte kann abgenommen und umgekehrt an der Oberseite als Schutzring befestigt werden
1. Fixierter Schutzring an der Oberseite - zusätzlicher Schutz für den Einsatz
3. Ein-/Ausschalter für die Stromversorgung
4. Kontrollleuchte für den Netzbetrieb
5. Anzeigeleuchte für den Thermostat
6. Temperatur-Drehregler
7. Sicherheitsgriff für die leichte Handhabung des Wachswärmepfes
8. Arretierbarer Deckel
9. Herausnehmbarer Einsatz mit Henkel und Abstreifbrücke

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Wachswärmepfes sorgfältig durch.

Vor dem ersten Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Gerät und Netzkabel dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

BEI NICHTBEACHTUNG DROHT GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGS-AUSSCHLUSS!



INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise für den Gebrauch	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Abkürzungen und Symbole	5
Sicherheitshinweise und Netzsicherung	6
Bedienung	7
Empfehlungen und Reinigung.....	8
Ersatzteile und Entsorgung	9
Gewährleistung	10



ERKLÄRUNG ZU DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Hellmut Ruck GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung vor. Die Hellmut Ruck GmbH hat große Sorgfalt darauf verwendet, diese Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu halten. Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns bitte. Jedoch besteht seitens der Hellmut Ruck GmbH keinerlei Haftung für Fehler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resultierende Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der Verwendung derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben.

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, soweit nicht durch die Hellmut Ruck GmbH ausdrücklich genehmigt.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.

ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE



Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder für das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.



**Dieses Symbol kennzeichnet nützliche Hinweise.
An dieser Stelle werden zusätzliche Informationen zum Produkt und dessen Bedienung gegeben.**



**Entsorgungshinweis
beachten**



SICHERHEITSHINWEISE



Tauchen Sie den Wachswärmetopf nicht in Wasser und verwenden Sie ihn nicht in einem Bereich, der spritzwassergefährdet ist.



Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und verwenden Sie Reinigungsmittel sparsam.



Das Heizelement des Wachswärmetopfs wird sehr heiß. Bewegen Sie deshalb den Wachswärmetopf NIEMALS während des Betriebs.



Schalten Sie den Wachswärmetopf NIEMALS ein, wenn er kein Wachs enthält.



BEDIENUNG

Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie den Einsatz heraus.

Befestigen Sie den Schutzring am oberen Rand des Wachswärmetopfes.

Befüllen Sie den Einsatz mit einer ausreichenden Menge an Wachsperlen Ihrer Wahl ODER platzieren Sie ein Dosenwachs anstatt des Einsatzes.

Verbinden Sie den Wachswärmetopf mit dem Stromnetz, achten Sie dabei auf korrekte Anschlusswerte: 230 V/50 Hz und drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die rote Kontrollleuchte zeigt den Betrieb an.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Heizstufe. Diese ist abhängig von der gewählten Wachsart. Die gelbe Thermostatanzeige leuchtet solange, bis die gewählte Temperaturstufe erreicht ist. Der Thermostat schaltet den Erhitzer automatisch an und aus, um die gewählte Temperatur aufrecht zu erhalten.

Um die Temperaturstufe zu erhöhen bewegen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, zur Reduzierung umgekehrt.



Füllen Sie niemals Wachs DIREKT in den Heizbehälter - zur Wachs-erhitzung darf ausschließlich der Einsatz verwendet werden. Ebenso wenig dürfen Sie Kunststoffgefäße in den Heizbehälter einstellen.



Die Temperatur des Wachses ist vor jeder Anwendung durch den Anwender zu überprüfen!



EMPFEHLUNGEN

Wenn Sie die ideale Arbeitstemperatur für Ihre Wachsart gefunden haben, so empfehlen wir Ihnen dass Sie sich die Stellung des Temperatur-Drehreglers notieren, bzw. die Stellung beibehalten und lediglich den Ein-/Ausschalter betätigen.

Das Wachs muss im herausnehmbaren Einsatz erhitzt werden um die optimale Flexibilität zu gewährleisten. Zusätzliche Einsätze können zur Erhöhung der Flexibilität separat gekauft werden.

Um den Verlust wertvoller Arbeitszeit zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den Wachserhitzer ca. 30 min vor Beginn der Behandlung einzuschalten. So stellen Sie sicher, dass das Wachs die korrekte Temperatur und Konsistenz zur Behandlung erreicht.

REINIGUNG

Dieser Wachswärmetopf sollte ausschließlich mit speziell dafür vorgesehenen Wachsreinigungsmitteln gereinigt werden (z. B. Art.-Nr. 4080701 RUCK® beautykultur Equipment Cleanser). Bei regelmäßiger Verwendung bleibt der Wachswärmetopf dadurch in "Bestform". Verwenden Sie niemals Alkohol oder Spiritus, da dies den Kunststoff angreifen und Schäden verursachen würde.

Verwenden Sie auch keine anderen Lösungsmittel, da sie den Heizbehälter beschädigen und giftige Dämpfe beim Betrieb produzieren könnten.

Wachsspritzer auf dem Gehäuse sollten so bald wie möglich beseitigt werden. Bei angetrockneten Wachsresten ist das Entfernen erschwert. Besonders wichtig ist, den Ein-/Ausschalter und den Drehregler wachsfrei zu halten.

Nach Gebrauch ziehen Sie den Einsatz aus dem Heizbehälter und entfernen mit dem speziellen Paraffin/Wachsreiniger sorgfältig alle Wachsrückstände von den Oberflächen, speziell auch beim Einsatz und am Heizbehälter.



ERSATZTEILE



Art.-Nr. 30120 RUCK® Wachswärmetopf Einsatz

Art.-Nr. 4080701 RUCK® beautykultur Equipment Cleanser

Weitere Ersatzteile erfragen Sie bitte beim **RUCK SERVICE**.

Telefon +49 (0)7082. 944 22 55

Telefax +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail service@hellmut-ruck.de

ENTSORGUNG



Umweltgefährdung!

Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt



Der Wachswärmetopf ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen!



GEWÄHRLEISTUNG

Sie erhalten für das Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Normaler Verschleiß von Oberflächen, Griffstücken, Spannvorrichtungen und/oder beweglichen Bauteilen wie z. B. Rollen, Lager, Steckverbindungen, Saugschläuchen etc. sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Gebrauchsspuren, alters- lebensdauer- und laufeLeistungsbedingte Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die auf einem der Leistungswerte und/oder der Eigenart des Produkts entsprechenden normalen Gebrauch beruhen, sind vertragsgemäß und keine Mängel im Rechtssinn.

Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum, an dem der Erstkunde das Produkt erworben hat. Das Kaufdatum ist mit Kaufbeleg nachzuweisen. Im Rahmen der Gewährleistung wird die HELLMUT RUCK GmbH fehlerhafte Produkte kostenlos reparieren oder – nach Wahl von RUCK – ersetzen. Voraussetzung ist die frachtfreie Zusendung des fehlerhaften Produkts zusammen mit dem Kaufbeleg. Für Reklamationen im Ausland sind die dortigen Vertretungen zuständig. Halten Sie im Zweifelsfall bitte vor Rücksendung Rücksprache mit RUCK.

Die Gewährleistung entfällt sofern nach unserer Feststellung der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Installation, Montage oder Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, äußere Einwirkung oder als Folge nichtautorisierter Reparatur oder Veränderung entstanden ist.

Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des Produkts. Eine weitere Haftung (insb. Umsatz- oder Verdienstausschlag) ist ausgeschlossen. Stellt sich jedoch heraus, dass es sich um einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler handelt oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten für Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Änderungen und Abweichungen von der technischen Ausführung bleiben vorbehalten.





HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23
D – 75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de